


ชุดทำแผลปลอดเชื้อ

ชุดทำแผลปลอดเชื้อ ใช้แล้วทิ้ง

- ✓ ประหยัดเวลา ประหยัดเงิน
- ✓ ปลอดเชื้อ พร้อมใช้งาน
- ✓ ลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน
- ✓ เลือกส่วนประกอบได้ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน



GHM
Good Health Medical Co.,Ltd.



บริษัท กู๊ด เฮลท์ เมดิคอล จำกัด

11/25 หมู่ 4, ถ. กาญจนภิเษก, ต. เสาธงหิน, อ.บางใหญ่,
จ. นนทบุรี 11140 ประเทศไทย
โทร: 02-9678081

ติดต่อผู้แทนขาย

คุณจันทร์พิมพ์ : 0626985428

คุณรัตนา : 0993968856

คุณศิวกร

: 0993545559

คุณปณชัช : 0865225596

คุณพลอยใส

: 0972438536


คุณลักษณะเฉพาะ

สำลีก้อน




- สำลีก้อนกลม ขนาด 0.35 กรัม
- ผลิตจากฝ้าย 100%
- สีขาวสะอาด ไม่มีสิ่งปนเปื้อน
- มีเส้นใยยาว สามารถเกาะเกี่ยวได้ดี
- สามารถดูดซับของเหลวได้ดี

ผ้าก๊อช



- ผ้าก๊อชทำจากฝ้ายแท้ 100%
- สีขาวสะอาด ปราศจากสารเรืองแสงและสารฟอกขาว
- สามารถดูดซับของเหลวได้ดี
- ซ่อนริมน้ำไว้ด้านในไม่มีริมน้ำหรือเส้นด้ายหลุดลุ่ย

ปากคีบพลาสติก




- ปากคีบมีขนาด 5 นิ้ว
- เป็นปากคีบแบบมีเขี้ยว สามารถคีบจับได้ง่าย
- ได้มาตรฐานทางการแพทย์

ถาดพลาสติก



- ถาดพลาสติก 3 ช่อง
- ผลิตจากพลาสติก โพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET)
- ได้มาตรฐานทางการแพทย์

ผ้าห่อ



- ผ้าห่ออุปกรณ์ ขนาด 40x40 ซม.
- ผลิตจากวัสดุเส้นใยธรรมชาติ แต่แผ่นย่อยสลายได้
- เคลือบฟิล์มพลาสติก PE เพื่อป้องกันของเหลวและเลือด ไม่ให้ซึมทะลุ
- สามารถฆ่าเชื้อโดยการอบไอน้ำได้

ชุดทำแผล

SET S

รหัสสินค้า : DS-S



ส่วนประกอบ

- 4 (ชิ้น) ผ้าก๊อชพับ ขนาด 3x3, 8 ชั้น
- 8 (ชิ้น) สำลีก้อน ขนาด 0.35 กรัม
- 1 (ชิ้น) ปากคีบ ขนาด 5 นิ้ว
- 1 (ชิ้น) ถาดรอง

SET NM



รหัสสินค้า : DS-NM



ส่วนประกอบ

- 4 (ชิ้น) ผ้าก๊อชพับ ขนาด 3x3, 8 ชั้น
- 8 (ชิ้น) สำลีก้อน ขนาด 0.35 กรัม
- 2 (ชิ้น) ปากคีบ ขนาด 5 นิ้ว
- 1 (ชิ้น) ถาดรอง

SET M รหัสสินค้า: DS-M



ส่วนประกอบ

- 4 (ชิ้น) ผ้าก๊อชพับ ขนาด 3x3, 8 ชั้น
- 8 (ชิ้น) สำลีก้อน ขนาด 0.35 กรัม
- 2 (ชิ้น) ปากคีบ ขนาด 5 นิ้ว
- 1 (ชิ้น) ผ้าห่อ ขนาด 40 x 40 ซม
- 1 (ชิ้น) ถาดรอง