

ผ้าก๊อชพับ

ผลิตจากฝ้ายแท้ 100%
นุ่มละเอียด อ่อนโยน



บริษัท กู๊ดเฮลธ์ เมดิคอล จำกัด

GHM
Good Health Medical Group Ltd.

ที่อยู่ : 11/25 หมู่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
อีเมล : info@ghm.co.th

ผ้าก๊อชพับ ทางการแพทย์

ดูดซับของเหลวได้ดี ไม่ทำให้แผลอักเสบ สะอาด ปลอดภัย
ใช้สำหรับเช็ดทำความสะอาดผิวหนังที่เกิดบาดแผล
ยังช่วยปกป้องบาดแผลจากสิ่งสกปรกและเชื้อโรคต่างๆ

รายละเอียดสินค้า

- 8 Ply
- เส้นใย 24x20
- ปลอดภัย
- 5 ชั้น , 10 ชั้น ต่อช่อง
- แบบพับขอบ / แบบไม่พับขอบ

ขนาด :

- 75 มม x75 มม พับขอบ
- 75 มม x100 มม พับขอบ
- 75 มม x75 มม ไม่พับขอบ
- 75 มม x 100 มม ไม่พับขอบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา 029678081 , 0818150719 , 0818191389

ผู้แทนฝ่ายขาย

- จันทน์พิมพ์ 0626985428
- รัตนิษา 0993968856
- ศิวกร 0993545559
- ปณชัย 0865225596
- พลอยใส 0972438536